






単回使用検査用コンタクトレンズ

PHAKOS ディスポーザブルコンタクトレンズ

ディスポ硝子体レンズ

型 番	1PKLV40	1PKLV41	1PKLV42	1PKLV43	1PKLV45
名 称	ディスポ硝子体レンズ マカマーフラット	ディスポ硝子体レンズ ペイマン ワイドフィールド	ディスポ硝子体レンズ ランダース両凹	ディスポ硝子体レンズ マカマー拡大	ディスポ硝子体レンズ トレンティノ 30°プリズム
スタイル	Flat	Wide Field	Biconcave	Magnifying	30° Prism
外 観					
レンズ形状					
視 野					
倍 率	1.02x	0.49x	0.8x	1.40x	1.02x
説 明	レンズ前面が平面 で有水晶体眼及び 偽水晶体眼の後極 部及び硝子体を36 度の視野で観察で きます	レンズ前面が凹面 で後極部及び硝子 体を48度の視野で 観察できます	この83D両凹レン ズは硝子体腔を空 気置換した有水晶 体眼と偽水晶体眼 の眼底を容易に観 察できます	ILM レンズ 網膜前膜および擬 水晶体眼の詳細な 検査および外科的 操作ができます	赤道部以遠の後部 眼底周辺と後部硝 子体を最小限の歪 みで視覚化します

高い解像度のPMMAレンズには安定性を高める柔らかいフリンジのシリコンリングが付いています

ディスポーザブル硝子体レンズは単回使用です

使用後は必ず廃棄し再使用しないで下さい

EOG 滅菌済 滅菌バッグ二重包装 一箱 10 個入り

*仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります

医療機器認証番号 230AIBZX00003000

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18(ROHA-JFCビル) ☎03(3815)2611
大 阪/〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-7(本町スクウェアビル) ☎06(6262)1099
URL: <http://www.japanfocus.co.jp/>

製造元 PHAKOS, Montreuil, France

総販売元

株式会社 JFCセールスプラン

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4(明治安田生命本郷ビル) ☎03(5684)8531(代)
大 阪 ☎06(6271)3341 名古屋 ☎052(261)1931 福岡 ☎092(414)7360
URL: <http://www.jfcsp.co.jp/>

Printed in Japan 201804rev.3