


単回使用検査用コンタクトレンズ

PHAKOS ディスポーザブルコンタクトレンズ

ディスポゴニオプリズム左右用

1PKLV50

緑内障手術および隅角切開術に適したクリアーな前房隅角像が観察できます



倍率 1.20x 視野 90°

ハンドルの付け替えにより右手又は左手の
どちらでもご使用が可能です

高品質のコンタクトレンズは
シャープで高解像度の視野を
提供します



レンズのサイズが小さいため
小児の術後の隅角鏡検査にも
有用です

ディスポゴニオプリズム左右用は単回使用です
使用後は必ず廃棄し再使用しないで下さい

EOG 滅菌済 滅菌バッグ二重包装 一箱 5 個入り

*仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります

医療機器認証番号 230AIBZX00003000

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18(ROHA-JFC ビル) ☎03(3815)2611
大阪/〒541-0053 大阪市中央区本町 4-6-7(本町スクウェアビル) ☎06(6262)1099
URL: <http://www.japanfocus.co.jp/>

製造元 PHAKOS, Montreuil, France

総販売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷 4-3-4(明治安田生命本郷ビル) ☎03(5684)8531(代)
大阪 ☎06(6271)3341 名古屋 ☎052(261)1931 福岡 ☎092(414)7360
URL: <http://www.jfcsp.co.jp/>

Printed in Japan 201806rev.4